



## 骨组织番红固绿染色实验报告

### 一、实验器材及试剂

#### 1、实验器材

| 名称      | 厂家               | 型号                    |
|---------|------------------|-----------------------|
| 脱水机     | DIAPATH          | Donatello             |
| 包埋机     | 武汉俊杰电子有限公司       | JB-P5                 |
| 病理切片机   | 上海徕卡仪器有限公司       | RM2016                |
| 冻台      | 武汉俊杰电子有限公司       | JB-L5                 |
| 组织摊片机   | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | KD-P                  |
| 烤箱      | 天津市莱玻璃仪器设备有限公司   | GFL-230               |
| 载玻片     | Servicebio       |                       |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康             | NIKON ECLIPSE<br>E100 |
| 成像系统    | 日本尼康             | NIKON DS-U3           |

#### 2、主要实验试剂

| 试剂名称          | 厂家           | 货号        |
|---------------|--------------|-----------|
| 无水乙醇          | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯           | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418  |
| 环保型脱蜡透明液      | Servicebio   | G1128     |
| 番红固绿(骨组织)染液套装 | Servicebio   | G1053     |
| 分化液           | servicebio   | G1040     |
| 中性树胶          | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160  |

### 二、实验步骤

1、石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入环保型脱蜡透明液I20min-环保型脱蜡透明液II20min-无水乙醇I5min-无水乙醇II5min-75%酒精 5min，自来水洗。

2、固绿染色：切片入骨组织固绿染色液 1-5min，水洗去多余染液，至软骨呈无色，1%盐酸

地址：湖北省武汉市高新区高新二路 388 号生物医药加速器 C22 栋 5 楼 网址：<http://www.servicebio.cn>  
电话：4006-027-178

Add: 5th Floor, C22 Building, Biopark, No. 388 Gaoxin 2nd Road, East Lake High-tech Developing Zone, Wuhan, Hubei, China, 430079 Website: <http://www.servicebio.com> Tel: 027-5111-3188



武汉赛维尔生物科技有限公司

Wuhan Servicebio Technology Co., Ltd.

---

酒精浸泡 10s，自来水稍洗。

**3、番红染色：**切片入骨组织番红染色液 1-5s，四缸无水乙醇快速脱水分别 5s、2s、10s、第四缸镜检。

**4、透明封片：**干净的二甲苯透明 5min，中性树胶封片。

**5、显微镜镜检，**图像采集分析。

### 三、染色判读：

软骨呈红色或橙红色，成骨呈绿色。有些结缔组织也呈红色。

### 四、注意事项：

- 1、染色过程中，注意番红不能染过，易与绿色杂合呈紫蓝色。
- 2、若片子效果不佳，可用盐酸酒精分化水洗至颜色褪掉后重染。



## Safranin Fast Green Staining for Bone Experimental Report

### 1. Experimental Equipment and Reagents

#### 1.1 Experimental equipment

| Name                         | Manufactor                                       | Model              |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Dehydrator                   | DIAPATH                                          | Donatello          |
| Embedding machine            | Wuhan JunjieElectronics Co., Ltd                 | JB-P5              |
| Pathological section machine | Shanghai Leica Instrument Co., Ltd               | RM2016             |
| Frozen platform              | Wuhan Junjie Electronics Co., Ltd                | JB-L5              |
| KD-P Water Bath              | Kedee                                            | KD-P               |
| Oven                         | Tianjin Lai Bo Rui Instrument Equipment Co., Ltd | GFL-230            |
| Slides                       | Servicebio                                       |                    |
| Orthostatic microscope       | Nikon, JAPAN                                     | Nikon Eclipse E100 |
| Image system                 | NIKON, JAPAN                                     | Nikon DS-U3        |

#### 1.2 Main experimental reagents

| Reagent name                | Manufactor                               | Article number |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Absolute ethanol            | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 100092683      |
| Xylene                      | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 10023418       |
|                             | Servicebio                               |                |
| BioDewax and Clear Solution |                                          | G1128          |
| SaffronFastGreen dye        | Servicebio                               | G1053          |
| solution kit(Bone Tissue)   |                                          |                |
| Differentiation solution    | Servicebio                               | G1040          |
| Neutral resin               | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 10004160       |

### 2. Experimental Steps

**2.1** Paraffin slides dewaxed as follow: Two changes of pure BioDewax and Clear Solution for 20 min. Two changes of pure ethanol for 5min. 75% ethanol for 5min. Keep slides in tap water.

**2.2** Fast green staining: The slides stained in fast green dye solution for 1-5 minutes, washed away the excess dye solution until the cartilage was colorless, and soaked in 1% hydrochloric acid and alcohol for 10s. And then washing them with tap water.



**2.3 Saffron staining:** The slides were stained in saffron dye solution for 1-5s, and then put into four cylinders of absolute ethanol, where three for rapid dehydration for 5s, 2s, 10s respectively, and kept in the fourth cylinder.

**2.4** The slides were immersed in xylene to transparent for 5min, sealing with neutral resin.

**2.5** Observed under microscope, and took images for analysis.

### **3. The Results Were As Follows**

Cartilage was red or orange-red, and bone formation was green. And some connective tissues were red.

### **4. Precautions**

4.1 During the dyeing process, the saffron staining cannot be overtime, because it is easy to hybridize with fast green to become purple-blue.

4.2 If the result of the staining is not well, it can be washed with hydrochloric acid solution and alcohol until the color fades, and then re-stained.